

Teknisk Service fra Fisher Scientific

- » Fisher Scientific har erfarne serviceteknikere som er fabriksuddannede.
- » Vi udfører installation, forebyggende vedligeholdelse og akutservice i hele landet på samtlige instrumenter vi sælger.
- » Ved al service anvendes sporbart kalibrerede måleinstrumenter.



- Få en Serviceaftale!

Fisher Scientific leverer alle typer af basisudstyr til laboratoriet. Udstyr hvor forebyggende eftersyns-service og kalibrering anbefales er fx varmeskabe, CO2-inkubatorer, centrifuger, rysteinkubatorer, pladelæsere, pladevaskere og pipetter. Læs mere om de forskellige typer af forebyggende eftersyns-service og hvad de indeholder til hvilke instrumenter. Se bagside.

Kontakt for Servicespørgsmål:

Servicetekniker	John Lund	22 11 98 87	john.lund@thermofisher.com
------------------------	-----------	-------------	----------------------------

Hvad skal jeg med en serviceaftale?

- » Forebyggende eftersyns service som forlænger levetiden på instrumentet
- » Brugsikkerhed
- » Minimerer risikoen for drift stop
- » Gratis telefon support
- » Faste rabatter på service priser
- » Rabat på reservedele
- » Højeste prioritet ved akut service
- » Gratis installation af nyt udstyr
- » Gode råd af serviceteknikeren
- » Vi registrerer instrumentet i vor database og gemmer historikken
- » Vi aftaler dato for eftersynet i god tid før det udføres
- » Gældende lovkrav opfyldes
- » Udstyret holdes "Up to date"
- » Dokumentation er i orden



Fisher Scientific

Centrifuge service

1. Bruger sikkerhed

Centrifugen kontrolleres så den opfylder Arbejdstilsynets regler om mekanisk og elektrisk sikkerhed, bl.a. kontrolleres låglås, rotor for korrosion og slitage, elsystem og kontrol af jordforbindelse, lækstrøm, tilslutninger mm. Kontrol af ubalance kontakt.

2. Funktions kontrol

Centrifugen åbnes og alle mekaniske og elektriske systemer kontrolleres og eventuelle fejl noteres på service rapporten som kunden beholder som dokumentation. Her kontrolleres motor ophæng, lejer, motor kul, motor tilstand, elektronik, mm.

3. Kvalitetskontrol

Centrifugens hastighed kontrolleres ved 2 hastigheder, på kølecentrifuger kontrolleres temperaturen. Måleinstrumenterne som anvendes er sporbart kalibreret iht. gældende krav.

Pris fra kr. 1.000,-

Service på små apparater

1. Pipetter

2. Magnetomrørere

3. Mixere

4. Vakuum udstyr

5. Rysteborde

6. Homogenisatorer

7. Omrøremotorer

8. Termostater

CO₂-inkubator service

1. Bruger sikkerhed

Kontrol af net tilslutning, jordforbindelse, og lækstrøm.

2. Funktionskontrol

Kontrol af displays, autozero funktion, alarm niveauer, gastryk, slanger, regulatorer og tætninger. Filter skiftes

3. Validering

Temperatur kontrol, CO₂ kontrol, RH%-kontrol og O₂ kontrol. Måleinstrumenterne er sporbart kalibreret. Evt. justeringer udføres.

Pris fra kr. 1.500,-

Pladelæsere

1. Service

Rengøring af filter, linser, optik og lamper.

2. Validering

Kontrol af performance og bølgelængde, OD, CW. Kontrol af lampeintensitet og stabilitet. Validering udføres med akkrediterede testplader samt software.

Pris fra kr. 7.500,-

**Kontakt John Lund for mere information
på 70 27 99 20 el. 22 11 98 87**



Fisher Scientific